



**第17改正日本薬局方が告示され、
新規に「一般試験法<3.05>収着-脱着等温線測定法及び水分活性測定法」が
収載されました。**

**→弊社取り扱い製品である、ロトロニック社製水分活性測定装置は、
「一般試験法<3.05>収着-脱着等温線測定法及び水分活性測定法」に記載されて
いる内容に沿った測定法になります。**

ロトロニック社製 水分活性測定装置の特徴

・高精度で簡単な操作

測定精度は±0.8%rh(23°C下)で、下3桁目まで測定可能。
測定は検体を専用カップに入れ、測定ステーションをセットするだけ！！

・信頼のあるキャリブレーション

ロトロニック社は、**スイス国立計量局(EAM)**と**スイス国立校正認証機関(SAS)**から
相対湿度の公的校正機関として認定されております。
キャリブレーションセットには**SAS校正証明書**が添付されておりますので
お客様自身で信頼性の高いキャリブレーションが行えます。

・技術サービスは全て国内対応

機器の修理・点検・校正は全て弊社技術センターで対応いたします。
技術スタッフが在籍しているので迅速な対応が可能です。

・選べる測定方式

電気抵抗式と静電容量式からニーズに合わせた測定方式を選択できます。

さらにお求めやすい価格になりました！

rotronic
AWパームNEO(静電容量式)
¥298,000



商品内訳
本体HP22-A、HC2-AWセンサー
サンプルホルダー、充電式電池x2
充電器、サンプルカップ(100個)
※出荷時2ポイント試験成績書付き

機器の修理・点検・校正は全て国内の弊社技術センターで対応します！！

各種評価デモを行っております。デモ依頼資料請求等お気軽にお問い合わせ下さい！！