

紫外可視分光光度計

# Ultrospec 2100 *pro*



通常 ¥1,200,000 のところ

2018年3月31日までの今なら

# ¥980,000

微量サンプル分光光度計 SimpliNano も  
キャンペーン実施中!!



次の50年へ  
50th Anniversary

株式会社 **セントラル** 科学貿易

## Ultrospec 2100 pro 仕様

波長範囲	190~900 nm
モノクロメータ	1200 ライン/mm (フラットフィールド・イメージンググレーティング)
最大スキャンスピード	3000 nm/分
バンド幅	<3 nm
波長精度	±1 nm
波長再現性	±0.5 nm
光源	キセノンランプ
受光部	シリコンフォトダイオード×2
吸光度範囲	-3.000~3.000 A, -9999~9999 濃度単位, 0.1~200 %T
吸光度精度	±0.5 %または±0.003 A (3.000 A まで, 546 nm にて)のいずれか大きい方
吸光度再現性	0.5 %以下 (吸光度 3.000 A まで, 546 nm にて)
安定性	±0.001 A/時 (0 A, 340 nm にて)
迷光	<0.05 %T (220 nm, NaI), <0.05 %T (340 nm, NaNO <sub>2</sub> )
デジタル出力	9 ピンシリアルおよびセントロニクスパラレル
サンプルコンパートメント寸法	210×140×80 mm
外寸法	510×350×160 mm
重量	13 Kg
電源	100~240 VAC±10 %, 50/60 Hz, 100 VA

cat. #	品名	価格
80-2112-21C	Ultrospec 2100 pro	¥980,000.
80-2108-80	サーマルプリンタ(Seiko DPU-414) (AC アダプタ別売)	¥79,000.
80-2119-81	Seiko DPU-414 専用 AC アダプタ	¥13,000.
80-2112-13	プリンタスタンド	¥65,000.
80-2071-87	パラレルプリンタケーブル	¥13,500.
80-2118-18	プリンタ用シリアルケーブル	¥8,000.
80-2009-80	サーマルペーパー(5 ロール/箱)	¥18,000.
80-2105-97	シリアルインターフェイスケーブル(PC 接続用)	¥17,000.
29003621	Datrys Standard	¥150,000.
29003622	Datrys Lite	¥100,000.
29003623	Datrys Life Science	¥180,000.
29003624	Datrys CFR	¥300,000.
80-2108-01	8 ポジションセルチェンジャー(標準品)	¥122,000.
80-2106-04	6 ポジションペルチェセルチェンジャー	¥870,000.
80-2109-70	8 ポジション水循環セルチェンジャー	¥330,000.
80-2106-05	セルホルダ(光路長 10mm)	¥50,000.
80-2106-06	ウルトラマイクロボリュームセルホルダ(5μL セル 80-2103-68 または 70μL セル 80-2103-69 用)	¥72,000.
80-2106-09	マイクロボリュームセルホルダ(50μL セル 80-2076-38 用)	¥62,000.
80-2106-08	シングル水循環式セルホルダ	¥185,000.
80-2106-13	シングルペルチェ式セルホルダ	¥375,000.
80-2106-14	Tm プログラムブルセルホルダ(温度コントロールユニット 80-2105-49 が必要)	¥410,000.
80-2105-49	温度コントロールユニット	¥840,000.
80-2112-15	シッパ	¥470,000.
80-2080-74	シッパ用ポンプヘッドチューブ	¥17,000.
80-2055-13	PTFE フローセルチューブ(コネクタ付)	¥24,000.
80-2080-60	交換用フローセル(チューブ含む)	¥140,000.

仕様および価格は予告無しに変更する場合がございます。また、表示価格に送料・消費税等は含まれません。

日本総代理店  株式会社 **セントラル科学貿易**



本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル3F  
 TEL. 03-5627-8160(代) FAX. 03-5627-8151  
 http://www.cscjp.co.jp/ E-mail: tokyo@cscjp.co.jp

大阪支店 TEL. 06-6325-3171(代) E-mail: osaka@cscjp.co.jp  
 福岡営業所 TEL. 092-482-4000(代) E-mail: fukuoka@cscjp.co.jp  
 札幌出張所 TEL. 011-764-3611(代) E-mail: csc-matsuda@cscjp.co.jp

分光光度計バアセンター 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-21-10 つばめ第2栄ビル1階  
 TEL. 052-231-1517 FAX. 052-231-1543