


BRANSON 超音波洗浄器取扱い開始記念！

超音波洗浄器 Bransonic 無償サービスキャンペーン

BRANSON超音波ホモジナイザーのセントラル科学貿易が贈る



写真は Sonifier モデル 450D です。

タンク内寸 238x138x100H, 2.8L

キャンペーン期間中に

対象の BRANSON 超音波ホモジナイザー Sonifier をご注文頂きますと、

超音波洗浄器 Bransonic モデル M 2800 を無償サービス致します。

※キャンペーン対象商品は本リーフ裏面をご覧ください。

もし、超音波洗浄器がご不要の場合は、代わりに本リーフ裏面の超音波ホモジナイザー用アクセサリーを無償サービス致します。

超音波ホモジナイザーの性能はワット数だけでは語れません。

BRANSON のソニファイアーは、コンバーター部でのエネルギー変換効率が、**95%以上**あります。コンバーター部で電気エネルギー（投入ワット数）を物理的な超音波振動へ **95%以上**変換させます。また、ブランソン社の振動伝達部（ホーン・チップ）は横振動を抑え、きれいに縦に振動するように作成されています。

このため、常に安定した振幅で確実な超音波振動が得られ、再現性の高いサンプル処理が可能です。

期間：2014 年 3 月 31 日 まで

 株式会社 **セントラル** 科学貿易

<http://www.cscjp.co.jp>

キャンペーン対象 BRANSON 超音波ホモジナイザー-Sonifier

#101-063-837	Sonifier モデル 250D-Advanced 仕様：出力 200W （デジタル制御・表示） 構成：パワーサプライ(本体)、コンバーター、温度センサープローブ、 1/2" タップ型破碎ホーン	¥990,000.-
#101-063-836	Sonifier モデル 450D-Advanced 仕様：出力 400W （デジタル制御・表示） 構成：パワーサプライ(本体)、コンバーター、温度センサープローブ、 3/4" ソリッド型破碎ホーン	¥1,090,000.-
#101-063-838	Sonifier モデル 250-Advanced 仕様：出力 200W （アナログ制御・表示） 構成：パワーサプライ(本体)、コンバーター、1/2" タップ型破碎ホーン	¥750,000.-
#101-063-839	Sonifier モデル 450-Advanced 仕様：出力 400W （アナログ制御・表示） 構成：パワーサプライ(本体)、コンバーター、3/4" ソリッド型破碎ホーン	¥870,000.-

超音波洗浄器がご不要の場合のキャンペーン対象アクセサリ類

#101-010-005	専用スタンド	¥69,000.-
#101-148-062	1/8" マイクロチップ(スタンダード) 先端径：3.2mm、処理量：1ml~20ml	¥64,000.-
#101-148-070	1/4" マイクロチップ 先端径：6.4mm、処理量：3ml~50ml	¥64,000.-
#J12114705775	スペシャルマイクロチップ カブラー部（中間部） スペシャルマイクロチップ 先端部	¥55,000.-
#101-148-063	先端径 3.2mm、処理量 0.1ml~5ml *ご使用にはカブラー部(#J12114705775)が必要です。	¥55,000.-

主なアプリケーション

破碎・・・大腸菌・バクテリア・細胞・DNA 鎖の切断・汚泥減量化のための微生物処理
 乳化・・・エマルジョン製剤・植物油・大豆油・牛乳・トナー・ラテックス
 分散・・・顔料・カーボンブラック・記録材料・石油化学製品・カーボンナノチューブ
 セラミック・シリカ・研磨剤・触媒
 反応促進・・・セラミック製造過程での反応促進・有機化合物の分解（環境ホルモン等）
 抽出・・・細胞より成分、ウイルス等の抽出・土壌からの微生物回収
 洗浄・・・基盤の洗浄（ホーン洗浄）



東京本社：111-0052 東京都台東区柳橋 1-8-1
 TEL 03-5820-1507 FAX 03-5820-1515 E-mail tokyo@cscjp.co.jp
 大阪支店：533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル
 TEL 06-6325-3171 FAX 03-6325-5180 E-mail osaka@cscjp.co.jp
 福岡営業所：812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-2-15 事務機ビル
 TEL 092-482-4000 FAX 092-482-3797 E-mail fukuoka@cscjp.co.jp
 札幌出張所：001-0911 北海道札幌市北区新琴似 11 条 13-7-13-2
 TEL 011-764-3611 FAX 011-764-3612 E-mail csc-matsuda@cscjp.co.jp