

2015年2月

BioTek 社 KC4 および KCjunior サポート終了のお知らせ

現在米国 BioTek 社より販売しております、プレートリーダー制御・データ解析ソフトウェア Gen5 は 2006 年に販売を開始し、それまで販売しておりました KC4 および KCjunior を製造中止いたしました。

2011 年に米国 BioTek 社サイトにおきまして、KC4 および KCjunior のサポートを停止する旨の告知をいたしました。パスワードの発行など一部のサポートを続けて参りました。

Microsoft 社から Windows XP のサポート終了が発表されたため、多くの KC4 / KCjunior ユーザーから Windows 7 上もしくは Windows 8 上での KC4 / KCjunior のサポートを希望する声をいただきました。しかしながら、KC4 / KCjunior は Windows 7 もしくは Windows 8 で動作させることが出来ません。

誠に心苦しいのですが、KC4 / KCjunior のサポートを完全に停止させていただきます。新しいソフト Gen5 への更新、もしくはプレートリーダー本体の更新をご検討ください。

なお、以下のモデルをお持ちのユーザー様は Gen5 では動作いたしませんので、弊社もしくは販売店様までご相談ください。

蛍光プレートリーダー	FL600 (全モデル)
発光プレートリーダー	Clarity (全モデル)
マイクロプレート分光光度計	PowerWave X Select (cat. # PRWSE, PRWSIE, PRWSIRE)
	PowerWave 200 (cat. # PRW, PRWI, PRWIE)
	PowerWave 340 (cat. # PRWU, PRWUI, PRWUIE)
	μQuant
吸光度プレートリーダー	EL300 シリーズ (cat. EL312e, EL340i 等)

また、以下のモデルを KC4 もしくは KCjunior でお使いのユーザー様はプレートリーダー本体をアップデート後、Gen5 でお使いいただくことが出来るモデルです。

マルチモードプレートリーダー	Synergy HT (全モデル)
蛍光プレートリーダー	FLx800 (全モデル)
マイクロプレート分光光度計	PowerWave HT
	PowerWave 340 (cat. # RPRWI340/96)
	PowerWave XS (全モデル)
吸光度プレートリーダー	ELx808 (全モデル)
	ELx800 (全モデル)

株式会社セントラル科学貿易
ライフサイエンス部
〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-8-1
TEL: 03-5820-1500
FAX: 03-5820-1515
E-mail: tokyo@cscjp.co.jp