



食品安全性のパートナー

“安心の世界品質”

迅速検査の標準化。

サルモネラ・リステリア・大腸菌O157… 多彩な試薬ラインナップ。
リアルタイム試薬使用でわずか<90分>でスクリーニング。



PCR食中毒菌検出装置
クオリボックス システム

BAX® System Q7 登場

無償貸し出し
キャンペーン
実施中！
裏面をご覧ください

PCR食中毒菌検出装置 クオリバックス システム導入!

その効果は 想像を超える!

省力化・効率化

1 有害微生物をスピーディーにスクリーニング。

検出時間は50~90分(リアルタイム試薬)。豊富な試薬ラインナップで特定の食中毒菌を検出できます。

2 PCR試薬調整 不要。

サンプル調整に必要なすべてのPCR試薬を錠剤化。煩雑な調整工程は不要です。

均一化・品質向上

1 簡単なプロセス。

作業者のスキルレベルにとらわれず、どなたでも確実な結果が得られます。

2 検査の信頼性を確保。

錠剤化されたPCR試薬には内部陽性コントロールが含まれています。

3 信頼できる国際認証実績



クオリバックスTMシステムによる検査は、日本食品衛生検査指針収載、AOACオフィシャルメソッドの認定を受けるなど、国際的に認められた試験法です。



1. 培養




2. 溶菌



3. PCR準備



4. PCR



5. 結果確認

試薬ラインナップ



リアルタイム試薬 (プローブ方式)

- ・サルモネラ
- ・E.coli O157
- ・STECスクリーニング
- ・リステリアモノサイトゲネス
含む10種類

エンドポイント検出試薬 (SYBR Green方式)

- ・サルモネラ
- ・E.coli O157
- ・リステリアモノサイトゲネス
含む9種類

コンパクトモデルも

クオリバックス システム X5

BAX System X5



先着20名様限定 提供台数残わずか!!

まずは無料で、
ご試用ください。

クオリバックス システム Q7が、
試薬(98テスト分 標準価格120,000円(税別))
付きで2週間お試しいただけます。



お申し込み・お問い合わせはこちら

☎ **03-5627-8173**

クオリバックス係
受付時間 平日
10:00~17:00

詳しくはこちらから

クオリバックス

検索