



# NANOCOLOR<sup>®</sup> TOC テストキット用 サンプル調整装置

## NANOCOLOR<sup>®</sup> TIC-Ex



NANOCOLOR<sup>®</sup> TIC-Ex は MACHEREY-NAGEL 社製 NANOCOLOR<sup>®</sup> TOC テストキット, TOC 30 および TOC 300 をお使いいただく際の専用前処理装置です。全有機炭素を評価するためには、測定前に無機炭素をサンプルから除去する必要があります。本 NANOCOLOR<sup>®</sup> TIC-Ex をお使いいただくことで、サンプル溶液から全無機炭素(TIC)を除去します。

- ・全無機炭素(TIC)の除去
- ・5分で完了
- ・同時に8サンプルまで処理可能

品名	型番
NANOCOLOR <sup>®</sup> TIC-Ex	916993

### 主な仕様

電源	100~240VAC, 50/60Hz (電源アダプタ: 9VDC, 1.5A)
寸法(L×W×H)	235×300×350 mm
重量	4.95Kg (電源アダプタ含まず)
動作環境	5~40°C, 湿度 20~80%

上記仕様等は、予告なしに変更となる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

日本総代理店  株式会社 **セントラル科学貿易**

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル3F TEL. 03-5627-8160(代)  
<http://www.cscjp.co.jp/> E-mail: [tokyo@cscjp.co.jp](mailto:tokyo@cscjp.co.jp)

大阪支店 TEL. 06-6325-3171(代) E-mail: [osaka@cscjp.co.jp](mailto:osaka@cscjp.co.jp)  
福岡営業所 TEL. 092-482-4000(代) E-mail: [fukuoka@cscjp.co.jp](mailto:fukuoka@cscjp.co.jp)  
札幌出張所 TEL. 011-764-3611(代) E-mail: [csc-matsuda@cscjp.co.jp](mailto:csc-matsuda@cscjp.co.jp)