


マルチローターシリーズ



CRPを含む30項目の測定が可能です

検体量は0.1mlでOK！およそ12分で測定結果が出ます



CRP
LDH
電解質
生化学
eGFR



Profile	TP	ALB	TBIL	AST	ALT	ALP	GGT	CK	AMY	PHOS	CHOL** /HDL RATIO	HDL	nHDLc	**LDL	**VLDL	TRIG	BUN	CRE	eGFR**	UA	Na+	K+	CL-	Ca	Mg	GLU	LDH	tCO2	CRP
マルチローターVI PACRP(救急CRP) #400-0041		●	●	●	●			●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
マルチローターV PBCRP(一般検診CRP) #400-0035	●	●		●	●	●	●		●								●	●	●	●			●	●					●
マルチローターII PGC13(一般検診13) #400-0029	●	●	●	●	●	●	●		●								●	●	●	●			●	●					
マルチローターII PCM(総合代謝) #400-0028	●	●	●	●	●	●											●	●	●		●	●	●	●	●				●
マルチローターIV PMCRP(代謝CRP) #400-0034								●									●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
マルチローターII PLP(脂肪パネル) #400-0030				●	●						●	●	●	●	●	●										●			
マルチローターII PCE(基礎代謝)※ #400-0031																	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
マルチローターII PRP(腎機能)※ #400-0027		●								●							●	●	●		●	●	●	●	●			●	●

**は計算値です。

▲抗凝固剤は必ずヘパリンリチウムをご使用下さい。

●上記品名に※マークがついているローターは受注発注となりますので、納品まで約1ヶ月~1ヶ月半のお時間を頂いております。

●PACRP、PBCRP及びPMCRPにつきましてはご使用可能機種が限られておりますので、ご注文の際には事前に営業担当者までお問い合わせください

マルチローターは体外診断用医薬品です。

マルチローターII 自己認証番号: 13A2X10034000001

マルチローターIII 自己認証番号: 13A2X10034000002

認証番号: 226AFAMX00016000

マルチローターIV 自己認証番号: 13A2X10034000003

マルチローターV 自己認証番号: 13A2X10034000004

マルチローターVI 自己認証番号: 13E1X80034000001

ABAXIS社日本総代理店
株式会社セントラル科学貿易
<http://csc-abaxis.com>